

Anticorps Monoclonal Anti-Cd34 Percp Pour Cytométrie En Flux - P28906

Numéro d'article: CM0009888

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PerCP ciblant le CD34 humain, validé pour la cytométrie en flux. Reconnaît l'antigène des cellules progénitrices hématopoïétiques ; convient aux recherches sur les cellules souches et l'endothélium.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD34 humain conjugué à la PerCP
Remarques/Alias	CD34 ; molécule CD34 ; GIG3 ; MORT1
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	947
GeneID	947
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 170 à 290 du CD34 humain (NP_001020280.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P28906
Poids moléculaire	41 kDa
Expédition	Sac réfrigérant