

Anticorps Monoclonal Percp Anti-Foxp3 Pour Cytométrie En Flux (Intracellulaire) - Q9Bzs1

Numéro d'article: CM0007769



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP ciblant FOXP3 humain/souris/singe, validé pour la cytométrie en flux intracellulaire. Idéal pour la recherche sur les lymphocytes T régulateurs et les études de tolérance immunitaire. Réagit avec l'homme, la souris et le cynomolgue. ~47 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PerCP anti-FOXP3 humain/souris/singe de lapin
Remarques / Alias	JM2; AIID; IPEX; PIDX; XPID; DIETER
Espèce	Humain
GeneID	50943
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence comprise entre les acides aminés 1-100 de FOXP3 humain (NP_054728.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF (intra)
Réactivité croisée	Humain, Souris, Cynomolgue
SWISS	Q9BZS1
Poids de la protéine	47 kDa
Expédition	Sac de glace