

Anticorps Monoclonal Percp Anti-Cd45 De Souris (Ptprc) Pour Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0004486

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP ciblant le CD45 de souris (Ptprc) pour cytométrie en flux (FC). Validé sur souris, détecte les isoformes de 130-144 kDa. Idéal pour le profilage des cellules immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PerCP Lapin anti-CD45 de souris mAb
Remarques/Alias	loc; B220; Cd45; L-CA; Ly-5; T200; CD45R; Lyt-4
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	5788
GeneID	19264
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-566 du CD45 de souris (NP_001104786.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids de la protéine	130kDa/140kDa/144kDa
Expédition	Sac de glace