

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd4 Conjugué Au Percp Pour La Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0010056

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP dirigé contre la souris CD4, validé pour la cytométrie en flux (FC). Cible la glycoprotéine de surface des lymphocytes T CD4 (SWISS P06332), idéal pour les études de réponse immunitaire et l'analyse des lymphocytes T auxiliaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD4 conjugué au PerCP
Remarques/Alias	L3T4 ; Ly-4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	920
Identifiant du gène	12504
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 de la souris CD4 (NP_038516.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace