

Anticorps Monoclonal Anti-Cd3 Humain De Souris Conjugué Au Percp Pour La Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0012370



Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD3 humain de souris conjugué au PerCP, pour la cytométrie en flux, ciblant la chaîne epsilon du CD3 sur les lymphocytes T. Idéal pour l'immunophénotypage des lymphocytes T et la recherche sur l'immunité adaptative. - P07766

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM anti-CD3 humain de souris conjugué PerCP
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	916
GeneID	916
Immunogène	Protéine recombinante du CD3 humain
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P07766
Poids protéique	23 kDa
Expédition	Sac de glace