

Témoin Isotype Percp Souris Igg 2A - Témoin Isotype

Numéro d'article: CM0010775

Introduction

Anticorps monoclonal témoin isotype de haute qualité, conjugué au PerCP, souris IgG 2a pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'évaluation de la liaison non spécifique et la définition précise des portes dans les tests FC. Matière première IVD fiable de CamelBio.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Témoin isotype PerCP Souris IgG 2a
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace