

Contrôle Isotype Igg 2A De Souris Percp

Numéro d'article: CM0012532

Introduction

Anticorps monoclonal de contrôle isotype IgG2a de souris conjugué à la PerCP pour la cytométrie en flux. D'origine souris, ce réactif sert de contrôle négatif pour évaluer la liaison non spécifique dans les essais de FC, assurant une interprétation précise des données.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Contrôle isotype IgG 2a de souris PerCP
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace