


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd4 Humain/Singe Conjugué Au Percp Pour La Cytométrie En Flux - P01730

Numéro d'article: CM0008052



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP reconnaissant le CD4 humain/cynomolgue (T4/Leu-3) validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des lymphocytes T auxiliaires, les études sur le récepteur du VIH et le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD4 Humain/Singe conjugué au PerCP
Remarques/Alias	T4 ; IMD79 ; Leu-3 ; OKT4D ; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgue
SWISS	P01730
Poids moléculaire de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace