


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 Humain/Singe Conjugué À La Percp Pour Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0008816



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PerCP ciblant le CD45 humain (P08575). Validé pour la cytométrie en flux sur des échantillons humains et de macaque cynomolgus. Idéal pour l'immunophénotypage, la recherche sur les lymphocytes T et le profilage immunitaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac anti-CD45 humain/singe de lapin conjugué à la PerCP
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humain
GeneID (humain)	5788
GeneID	5788
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26 à 577 du CD45 humain (P08575).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CMF
Réactivité croisée	Humain, macaque cynomolgus
SWISS	P08575
Poids moléculaire de la protéine	131 kDa/136 kDa/141 kDa/143 kDa/147 kDa
Expédition	Sac réfrigérant