


Percp Lapin Anti-Humain/Singe Cd8A Mab - P01732

Numéro d'article: CM0008997



Introduction

Anticorps monoclonal lapin anti-humain/singe CD8a conjugué à la PerCP pour la cytométrie en flux (FC). Reconnaît la chaîne alpha CD8 (P01732), validé pour des échantillons humains et de singe cynomolgus. Idéal pour la recherche immunologique et le développement de tests diagnostiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PerCP Lapin anti-Humain/Singe CD8a mAb
Remarques/Alias	CD8; p32; Leu2; CD8alpha
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	925
GeneID	925
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P01732
Poids moléculaire	21kDa/25kDa/30kDa
Expédition	Sac de glace