


Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Souris Cd209B/Dc-Signr1 Conjugués À Percp Pour Fc - Q8Cj91

Numéro d'article: CM0008145



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PerCP dirigé contre la CD209b/DC-SIGNR1 (SIGNR1) de souris, validé pour la cytométrie en flux. Réagit avec la souris. Idéal pour les études sur les cellules dendritiques et les récepteurs de pathogènes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PerCP Lapin anti-Souris CD209b/DC-SIGNR1 mAb
Remarques/Alias	OtB7; SIGNR1; mSIGNR1; DC-SIGNR1; 1810030I22Rik
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	30835
GeneID	69165
Immunogène	Protéine recombinante
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Souris
SWISS	Q84691
Poids Protéique	16kDa/33kDa/36kDa/37kDa
Expédition	Sac de glace