

Anticorps Monoclonal Percp De Lapin Anti-Cd44 De Souris Pour Fc - P15379

Numéro d'article: CM0005760



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP dirigé contre le CD44 murin (Ly-24, Pgp-1, HERMES). Validé pour la cytométrie en flux, adapté aux études sur le homing, l'adhésion et l'activation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PerCP de lapin anti-CD44 de souris
Remarques / Alias	Ly-24, Pgp-1, HERMES
Espèce	Souris
Identifiant du gène (souris)	12505
Identifiant du gène (humain)	960
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 du CD44 murin (NP_033981.2)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids de la protéine	86 kDa/81 kDa/76 kDa/72 kDa
Expédition	Sachet de glace