

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Souris Cd8A Conjugué Au Percp Pour Cytométrie En Flux - P01731

Numéro d'article: CM0011714



Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué au PerCP dirigé contre le CD8a de souris (Lyt-2) pour cytométrie en flux. Validé pour des échantillons de souris, reconnaît le corécepteur des lymphocytes T impliqué dans l'interaction avec le CMH de classe I et l'activation des CTL.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PerCP Lapin anti-Souris CD8a mAb
Remarques/Alias	Ly-2 ; Ly-B ; Ly-35 ; Lyt-2
Espèce	Souris
GeneID (humain)	925
GeneID	12525
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-196 du CD8a de souris (NP_001074579.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01731
Poids de la protéine	27kDa
Expédition	Sac de glace