

Contrôle Isotypique Igg De Lapin Conjugué Au Percp

Numéro d'article: CM0010963

Introduction

Contrôle isotypique monoclonal IgG de lapin conjugué au PerCP, conçu pour des applications en cytométrie en flux (CFC). Cet anticorps d'origine lapine constitue un contrôle négatif essentiel pour évaluer la liaison non spécifique, garantissant un gateage précis et une interprétation correcte des données dans les tests immunologiques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Spécification
Nom du produit	Contrôle isotypique IgG de lapin conjugué au PerCP
Immunogène	Peptide synthétisé dérivé du contrôle isotypique IgG de lapin
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Expédition	Sac de glace