

Anticorps Monoclonal Anti-Cd11C De Souris Percp/Cyanine5.5 Pour Cytométrie En Flux - Q9Qxh4

Numéro d'article: CM0011078

Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD11c de souris conjugué à PerCP/Cyanine5.5 (clone N418, hamster arménien) pour cytométrie en flux. Validé chez la souris. Destiné à la recherche sur la réponse inflammatoire et l'adhésion des monocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb anti-CD11c de souris PerCP/Cyanine5.5
Remarques/alias	Cr4 ; N418 ; Cd11c
Espèce	Souris
GeneID (humain)	3687
GeneID	16411
Immunogène	Protéine recombinante de CD11c de souris
Source	Hamster arménien
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Souris
SWISS	Q9QXH4
Poids de la protéine	129 kDa
Expédition	Sac réfrigérant