

Anticorps Monoclonal Percp/Cyanine5.5 Anti-Cd25 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P01590

Numéro d'article: CM0008070

Introduction

Anticorps monoclonal anti-CD25 de souris conjugué PerCP/Cyanine5.5 de haute qualité pour cytométrie en flux. Il reconnaît spécifiquement le CD25 de souris (récepteur alpha de l'IL-2) avec réactivité croisée chez la souris. Idéal pour la recherche sur la tolérance immunitaire et les cellules Treg.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PerCP/Cyanine5.5 Rabbit anti-Mouse CD25 mAb
Remarques / Alias	CD25; IL2r; Ly-43
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	3559
GeneID	16184
Immunogène	Protéine recombinante : protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 22-236 du CD25 de souris (NP_032393.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC (Cytométrie en flux)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P01590
Poids de la protéine	31 kDa
Expédition	Sachet de glace