

## Anticorps Monoclonal Anti-Cd69 De Souris Percp/Cyanine5.5 Pour Cytométrie En Flux - P37217

Numéro d'article: CM0011666

### Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP/Cyanine5.5 dirigé contre le CD69 de souris. Adapté pour la détection cytométrique en flux des cellules immunitaires activées. Reconnaît une glycoprotéine transmembranaire d'environ 22 kDa.

[En savoir plus](#)

| Paramètre            | Valeur                                                                                                                           |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du produit       | mAb anti-CD69 de souris PerCP/Cyanine5.5 de lapin                                                                                |
| Remarques / Alias    | AIM; VEA; 5830438K24Rik                                                                                                          |
| Espèce               | Souris                                                                                                                           |
| GeneID (Humain)      | 969                                                                                                                              |
| GeneID (Souris)      | 12515                                                                                                                            |
| Immunogène           | Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 64-199 du CD69 de souris (NP_001028294.1) |
| Source               | Lapin                                                                                                                            |
| Catégorie            | Anticorps monoclonaux                                                                                                            |
| Application          | FC (Cytométrie en flux)                                                                                                          |
| Réactivité croisée   | Souris                                                                                                                           |
| SWISS                | P37217                                                                                                                           |
| Poids de la protéine | 22 kDa                                                                                                                           |
| Expédition           | Sac de glace                                                                                                                     |