

Anticorps Monoclonal De Souris Anti-Cd3 Humain Percp/Cyanine5.5 Pour Cytométrie En Flux - P07766

Numéro d'article: CM0008046



Introduction

Anticorps monoclonal de souris conjugué à PerCP/Cyanine5.5 ciblant la chaîne epsilon du CD3 humain (CD3E) pour la cytométrie en flux. Reconnaît le complexe TCR-CD3 sur les lymphocytes T, validé pour les échantillons humains. Convient à l'immunophénotypage et aux applications de recherche sur les lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de souris anti-CD3 humain PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	T3E ; TCRE ; IMD18 ; CD3epsilon
Espèce	Homme
ID du gène (humain)	916
ID du gène	916
Immunogène	Protéine recombinante du CD3 humain.
Source	Souris
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux
Réactivité croisée	Homme
SWISS	P07766
Poids moléculaire	23 kDa
Expédition	Poche de glace