

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd27 Humain Conjugué À La Percp/Cyanine5.5 Pour La Cytométrie En Flux - P26842

Numéro d'article: CM0009253



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD27 humain, un récepteur de costimulation exprimé sur les lymphocytes T, NK et B. Validé pour la cytométrie en flux, il convient à l'immunophénotypage et à la recherche sur les points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD27 humain conjugué à la PerCP/Cyanine5.5
Remarques/alias	T14 ; S152 ; Tp55 ; TNFRSF7 ; S152. LPFS2
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	939
ID du gène	939
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-192 du CD27 humain (NP_001233.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	P26842
Poids moléculaire	29 kDa
Expédition	Sac de glace