

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Humain Cd31/Pecam1 Conjugué À Percp/Cyanine5.5 Pour Fc - Q08481

Numéro d'article: CM0004654

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PerCP/Cyanine5.5 contre le CD31/PECAM1 humain pour la cytométrie en flux. Adapté à la détection du CD31 sur les cellules endothéliales, les plaquettes et les leucocytes dans des échantillons humains. SWISS Q08481, poids moléculaire 83 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-humain CD31/PECAM1 conjugué à PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	CD31 ; PECA1 ; GPIIA' ; PECAM-1 ; endoCAM ; CD31/EndoCAM
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5175
GeneID	5175
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 28-601 du CD31/PECAM1 humain (NP_000433.4).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	Q08481
Poids protéique	83 kDa
Expédition	Sac de glace