

Anticorps Monoclonaux De Lapin Anti-Humain Cd56/Ncam1 Conjugués À Percp/Cyanine5.5 Pour Fc - P13591

Numéro d'article: CM0011686



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-humain CD56/NCAM1, conjugué au PerCP/Cyanine5.5, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de l'adhésion cellulaire neurale, la croissance des neurites et les interactions des récepteurs viraux.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PerCP/Cyanine5.5 Lapin anti-Humain CD56/NCAM1 mAb
Remarques/Alias	CD56; NCAM; MSK39
Espèce	Humain
ID de Gène (Humain)	4684
ID de Gène	4684
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20-413 du CD56/NCAM1 humain (NP_851996.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Monoclonaux
Application	FC
Réactivité Croisée	Humain
SWISS	P13591
Poids Protéique	95 kDa
Expédition	Sac de glace