

Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain Cd62L/L-Sélectine Conjugué Percp/Cyanine5.5 Pour Fc - P14151

Numéro d'article: CM0011411



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD62L/L-Sélectine humain (P14151). Validé pour la cytométrie en flux, cet anticorps est idéal pour étudier l'adhésion des lymphocytes et les mécanismes d'adressage (homing) dans des échantillons humains.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lapin anti-Humain CD62L/L-Sélectine PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	TQ1; LAM1; LEU8; LNHR; LSEL; CD62L; LYAM1; PLNHR; LECAM1
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	6402
GeneID	6402
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 39-332 du CD62L/L-Sélectine humain (NP_000646.3)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain
SWISS	P14151
Poids de la protéine	42kDa/43kDa
Expédition	Sac de glace