

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd94 Humain Percp/Cyanine5.5 Pour Cytométrie En Flux - Q13241

Numéro d'article: CM0010973



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD94 humain (KLRD1, récepteur des cellules NK). Conçu pour détecter spécifiquement le CD94 humain par cytométrie en flux. Idéal pour le profilage immunitaire, la recherche sur les cellules NK et l'étude des points de contrôle immunitaires.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-CD94 humain PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	CD94
Espèce	Humaine
GeneID (humain)	3824
GeneID	3824
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 32-179 du CD94 humain. (NP_002253.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humaine
SWISS	Q13241
Poids moléculaire	21 kDa
Expédition	Poche de glace