

Acm De Lapin Anti-Cd19 Humain/Singe Conjugué À La Percp/Cyanine5.5 - Anticorps Monoclonal Anti-Cd19

Numéro d'article: CM0010835

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PerCP/Cyanine5.5 dirigé contre le CD19 humain et de singe, validé pour la cytométrie en flux. Détecte le CD19 (63 kDa) sur les cellules B. Idéal pour l'immuno-oncologie et la recherche sur les cellules B.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD19 humain/singe conjugué à la PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	CD19
Espèce	Singe
ID du gène (humain)	930
ID du gène	102145514
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 20 à 292 du CD19 de singe.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	Cytométrie en flux (FC)
Réactivité croisée	Humain, cynomolgus
Poids de la protéine	63 kDa
Expédition	Sac réfrigérant