


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd38 Humain/Singe Conjugué À La Percp/Cyanine5.5 Pour La Cytométrie En Flux - P28907

Numéro d'article: CM0008525



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à la PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD38 humain et de macaque crabier (SWISS : P28907). Convient à la cytométrie en flux et se lie au domaine extracellulaire. Le CD38 est une enzyme et un récepteur multifonctionnels impliqués dans la signalisation calcique et l'activation des lymphocytes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m monoclonal de lapin anti-CD38 humain/singe conjugué à la PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	ADPRC1 ; cADPR1 ; ADPRC 1
Espèce	Humaine
ID du gène (humain)	952
ID du gène	952
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 43 à 300 du CD38 humain (NP_001766.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, macaque crabier
SWISS	P28907
Poids de la protéine	14 kDa/34 kDa
Expédition	Sac de glace