


Anticorps Monoclonal Lapide Anti-Humain/Singe Cd4 Conjugué Percp/Cyanine5.5 Pour Fc - P01730

Numéro d'article: CM0011012



Introduction

Anticorps monoclonal lapide conjugué PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD4 humain/singe, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'identification des cellules T auxiliaires, le profilage immunitaire et la recherche sur le VIH/HHV-7. - P01730

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb Lape anti-Humain/Singe CD4 conjugué PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	T4; IMD79; Leu-3; OKT4D; CD4mut
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	920
GeneID	920
Immunogène	Protéine recombinante du CD4 humain.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Humain, Macaque cynomolgus
SWISS	P01730
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace