

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd45 Humain/Singe Conjugué À Percp/Cyanine5.5 Pour La Cytométrie En Flux - P08575

Numéro d'article: CM0012354



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD45 humain/singe (PTPRC, LCA). Validé pour la cytométrie en flux, adapté à l'immunophénotypage des leucocytes et aux études d'activation des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD45 Humain/Singe PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	LCA ; LY5 ; B220 ; CD45 ; L-CA ; T200 ; CD45R ; GP180 ; IMD105
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	5788
GenelD	5788
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 26-577 du CD45 humain (P08575)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	P08575
Poids moléculaire de la protéine	131kDa/136kDa/141kDa/143kDa/147kDa
Expédition	Sac de glace