


## Anticorps Monoclonal Lapin Anti-Humain/Singe Cd8A Conjugué Percp/Cyanine5.5 Pour Cytométrie En Flux - P01732

Numéro d'article: CM0009894



### Introduction

Anticorps monoclonal lapin conjugué PerCP/Cyanine5.5 dirigé contre le CD8a humain/singe pour la cytométrie en flux. Idéal pour les études sur la réponse immunitaire, l'analyse de la fonction des CTL et l'identification des sous-populations de lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

| Paramètre          | Valeur                                                                                          |
|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Nom du Produit     | PerCP/Cyanine5.5 Lapin anti-Humain/Singe CD8a mAb                                               |
| Remarques/Alias    | CD8; p32; Leu2; CD8alpha                                                                        |
| Espèce             | Humain                                                                                          |
| GeneID (Humain)    | 925                                                                                             |
| GeneID             | 925                                                                                             |
| Immunogène         | Protéine de fusion recombinante contenant les acides aminés 22-182 du CD8A humain (NP_001759.3) |
| Source             | Lapin                                                                                           |
| Catégorie          | Anticorps Monoclonaux                                                                           |
| Application        | FC                                                                                              |
| Réactivité Croisée | Humain, Macaque crabier, Macaque rhesus                                                         |
| SWISS              | P01732                                                                                          |
| Poids Protéique    | 21kDa/25kDa/30kDa                                                                               |
| Expédition         | Sac de glace                                                                                    |