

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pd-1/Cd279 Humain/Singe Conjugué Au Percp/Cyanine5.5 Pour La Cytométrie En Flux - Q15116

Numéro d'article: CM0011565



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP/Cyanine5.5 dirigé contre le PD-1/CD279 humain et du cynomolgus (UniProt Q15116), validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour la recherche sur les points de contrôle immunitaires, les études d'immunothérapie anticancéreuse et l'analyse de l'épuisement des lymphocytes T.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PD-1/CD279 Humain/Singe conjugué au PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	PD1 ; PD-1 ; CD279 ; SLEB2 ; hPD-1 ; hPD-I ; hSLE1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5133
Identifiant du gène	5133
Immunogène	Protéine recombinante (protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 25-168 du PD-1/CD279 humain (NP_005009.2))
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Humain, Cynomolgus
SWISS	Q15116
Poids moléculaire de la protéine	32 kDa
Expédition	Sac de glace