


Anticorps Monoclonal Percp/Cyanine5.5 De Lapin Anti-Cd127/Il-7Rα De Souris Pour Fc - P16872

Numéro d'article: CM0008974



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP/Cyanine5.5 dirigé contre le CD127/IL-7Rα murin, validé pour la cytométrie en flux (FC). Idéal pour l'étude de la signalisation du récepteur de l'IL-7 et du développement des lymphocytes dans la recherche en immunologie.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PerCP/Cyanine5.5 Lapin anti-souris CD127/IL-7Rα mAb
Remarques / Alias	CD127; IL-7Ralpha
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	3575
Identifiant du gène (Souris)	16197
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21 à 239 de CD127/IL-7Rα de souris (NP_612564.1).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P16872
Poids de la protéine	51kDa
Expédition	Sac de glace