

Anticorps Monoclonal Percp/Cyanine5.5 De Lapin Anti-Cd19 De Souris Pour Cytométrie En Flux (Fc) - P25918

Numéro d'article: CM0012226

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD19 de souris, validé pour la cytométrie en flux. Idéal pour l'étude de la fonction du corécepteur du récepteur des lymphocytes B et de la différenciation des cellules B dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PerCP/Cyanine5.5 lapin anti-souris CD19
Espèce	Souris
ID du gène (Humain)	930
ID du gène	12478
Immunogène	Protéine recombinante de CD19 de souris.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P25918
Poids de la protéine	60kDa
Expédition	Sac de glace