

Anticorps Monoclonal Percp/Cyanine5.5 De Lapin Anti-Cd4 De Souris Pour Cytométrie En Flux - P06332

Numéro d'article: CM0012175

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD4 murin (L3T4/Ly-4). Validé pour la cytométrie en flux, idéal pour l'immunophénotypage et les études sur les lymphocytes T auxiliaires dans des modèles murins.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb PerCP/Cyanine5.5 lapin anti-souris CD4
Remarques/Alias	L3T4; Ly-4
Espèce	Souris
Identifiant du gène (Humain)	920
Identifiant du gène (Souris)	12504
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 27-394 de la protéine CD4 de souris (NP_038516.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06332
Poids de la protéine	51 kDa
Expédition	Sac de glace