


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Cd44 De Souris Conjugué À Percp/Cyanine5.5 Pour Fc - P15379

Numéro d'article: CM0008772



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué à PerCP/Cyanine5.5 contre le CD44 de souris (Ly-24, Pgp-1, HERMES) pour la cytométrie en flux (FC). Validé sur souris, adapté à la recherche en immunophénotypage et en adhésion cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-CD44 de souris conjugué PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	Ly-24 ; Pgp-1 ; HERMES
Espèce	Souris
GeneID (Humain)	960
GeneID	12505
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 23-176 du CD44 de souris (NP_033981.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P15379
Poids moléculaire	86 kDa
Expédition	Sac de glace