

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Souris Cd68 Conjugué À Percp/Cyanine5.5 Pour La Cytométrie En Flux - P31996

Numéro d'article: CM0011332

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin conjugué au PerCP/Cyanine5.5 dirigé contre le CD68 de souris (macrosialine, Lamp4, gp110, Scard1). Validé pour la cytométrie en flux et la cytométrie en flux intracellulaire. Convient pour la recherche sur les macrophages et les cellules dendritiques, y compris les études de phagocytose et de trafic cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM de lapin anti-souris CD68 conjugué au PerCP/Cyanine5.5
Remarques/Alias	Lamp4, gp110, Scard1
Espèce	Souris
GeneID (humain)	968
GeneID	12514
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 21-291 du CD68 de souris (NP_001277987.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF, CF (intra)
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P31996
Poids protéique	35 kDa
Expédition	Sac de glace