

Contrôle D'isotype Igg De Lapin Percp/Cyanine5.5 - Anticorps Monoclonal

Numéro d'article: CM0011203

Introduction

Anticorps monoclonal de contrôle d'isotype IgG de lapin conjugué à PerCP/Cyanine5.5 pour cytométrie en flux. Utiliser comme témoin négatif critique pour évaluer la liaison non spécifique et établir des stratégies de gating dans les expériences de FC. Fourni par CamelBio pour les exigences de matières premières pour IVD.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Contrôle d'isotype IgG de lapin PerCP/Cyanine5.5
Immunogène	Peptide synthétique Un peptide synthétisé dérivé du contrôle d'isotype IgG de lapin
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Expédition	Sac de glace