

Anticorps Monoclonal De Rat Anti-Cd45R/B220 De Souris Conjugué À La Percp/Cyanine5.5 Pour La Cytométrie En Flux - P06800

Numéro d'article: CM0011039

Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué à la PerCP/Cyanine5.5 ciblant le CD45R/B220 de souris pour la cytométrie en flux. Le CD45R/B220, une protéine tyrosine phosphatase de type récepteur C, est un régulateur clé de l'activation des lymphocytes T et du développement lymphocytaire. Idéal pour l'immunophénotypage de la souris.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac m PerCP/Cyanine5.5 de rat anti-CD45R/B220 de souris
Remarques/Alias	Ioc ; B220 ; Cd45 ; L-CA ; Ly-5 ; T200 ; CD45R ; Lyt-4
Espèce	Souris
GenelD (humain)	5788
GenelD	19264/5788
Immunogène	Protéine recombinante CD45R/B220 de souris
Source	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	FC
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P06800
Poids moléculaire	130 kDa/140 kDa/144 kDa
Expédition	Poche de glace