


Anticorps Monoclonal Percp/Cyanine5.5 Rat Anti-Souris Mhc Classe II (I-A/I-E) Pour Cf - P18468 / P06342 / Q3U060 / P14435

Numéro d'article: CM0012159



Introduction

Anticorps monoclonal de rat conjugué au PerCP/Cyanine5.5 dirigé contre le MHC Classe II I-A/I-E de souris pour cytométrie en flux. Détecte les chaînes de l'antigène d'histocompatibilité de classe II H-2 ; poids protéique 26-32 kDa.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	AcM PerCP/Cyanine5.5 Rat anti-Souris MHC Classe II (I-A/I-E)
Remarques / Alias	Eb; Ia4; H2Eb; Ia-4; H-2Eb;IAb; Ia2; Ia-2; Abeta; H-2Ab; H2-Ab; Rmcs1; I-Abeta; Ia5; Ia-5; H-2Eb2; Iebeta2; A130038H09Rik; Ia1; H2Aa; Ia-1; H-2Aa; Aalpha; IAalpha; I-Aalpha
Espèce	Souris
ID du gène	14969/14961/381091/14960
Immunogène	Protéine recombinante Protéine recombinante du MHC Classe II (I-A/I-E) de souris.
Origine	Rat
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	CF
Réactivité croisée	Souris
SWISS	P18468/P06342/Q3U060/P14435
Poids protéique	26 kDa/30 kDa/32 kDa
Expédition	Sac de glace