

Mab De Lapin Anti-Périlipine-2 - Q99541

Numéro d'article: CM0003647

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin à haute spécificité dirigé contre la Périlipine-2 (ADFP/ADRP) humaine, validé pour WB, IHC-P, IF/ICC et ELISA. Idéal pour la recherche sur les gouttelettes lipidiques et les maladies métaboliques.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb de lapin anti-Périlipine-2
Remarques / Alias	ADFP ; ADRP ; Périlipine-2
Espèce	Humain
GeneID	123
Immunogène	Protéine recombinante Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 88-437 de la Périlipine-2 humaine (NP_001113.2).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Applications	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réaction croisée	Humain
SWISS	Q99541
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace