

Anticorps Monoclonal Lapin Perilipine-2 Pour Wb, Elisa - Q99541

Numéro d'article: CM0005161

Introduction

Anticorps monoclonal lapin ciblant la Perilipine-2 humaine (ADRP/ADFP), adapté pour Western blot et ELISA. Réaction croisée avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur les gouttelettes lipidiques et le métabolisme.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	mAb lapin anti-Perilipine-2
Remarques / Alias	ADFP; ADRP; Perilipine-2
Espèce	Humaine
GenelD (Humain)	123
GenelD	123
Immunogène	Un peptide synthétisé dérivé de la perilipine-2 humaine.
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q99541
Poids de la protéine	48 kDa
Expédition	Sac de glace