

Anticorps Polyclonal Perk De Lapin Pour If/Cci, Elisa - Q9Nzj5

Numéro d'article: CM0024335



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant PERK/EIF2AK3 humain, validé pour IF/CCI et ELISA. Réagit de manière croisée avec la souris. Reconnaît la kinase capteur du stress du réticulum endoplasmique impliquée dans la réponse aux protéines dépliées et la phosphorylation d'eIF2 α . Idéal pour la recherche sur le cancer, le métabolisme et le stress cellulaire.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PERK Rabbit pAb
Remarques / Alias	PEK; WRS; PERK
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	9451
GenelD	9451
Immunogène	Un peptide synthétique correspondant à une séquence située entre les acides aminés 50 et 600 de la PERK humaine (NP_004827.4).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	IF/CCI, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9NZJ5
Poids de la protéine	125 kDa
Expédition	Sac de glace