


Anticorps Polyclonal De Lapin Pfdn4 Pour Wb, If/Icc, Elisa - Q9Nqp4

Numéro d'article: CM0023277



Introduction

Anticorps Polyclonal de Lapin PFDN4 validé en WB, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain, la souris, le rat. Cible la sous-unité 4 de la préfoldine, une protéine chaperonne, adaptée aux études de repliement des protéines et de chaperonines.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du Produit	PFDN4 Lapin pAb
Remarques/Alias	C1, PFD4, PFDN4
Espèce	Humain
ID du Gène	5203
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-134 de PFDN4 humain (NP_002614.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité Croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q9NQP4
Poids Moléculaire Protéique	15kDa
Expédition	Sac de glace