

Anticorps Polyclonal De Lapin Pfkfb2 Pour Wb, If/Icc, Elisa - O60825

Numéro d'article: CM0025596



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin dirigé contre PFKFB2 humain, validé pour Western blot, IF/ICC et ELISA. Réactivité croisée avec la souris et le rat. Adapté à l'étude de la régulation de la glycolyse dans le tissu cardiaque.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin PFKFB2
Remarques / Alias	PFK-2/FBPase-2; PFKFB2
Espèce	Humain
GeneID (Humain)	5208
GeneID	5208
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 446-505 de PFKFB2 humain (NP_006203.2).
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	O60825
Poids de la protéine	58 kDa
Expédition	Sac isotherme