


Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Pfkfb3 Pour Wb, Ihc-P, Elisa - Q16875

Numéro d'article: CM0006089



Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PFKFB3 de haute qualité, validé pour WB, IHC-P et ELISA. Réagit avec le PFKFB3 humain et murin (60 kDa), un régulateur clé de la glycolyse. Idéal pour la recherche sur le métabolisme des cancers.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Ac monoclonal de lapin anti-PFKFB3
Remarques/Alias	PFK2, IPFK2, iPFK-2, PFKFB3
Espèce	Humain
ID du gène (humain)	5209
ID du gène	5209
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, ELISA
Réactivité croisée	Humain, souris
SWISS	Q16875
Poids moléculaire de la protéine	60 kDa
Expédition	Sac de glace