

Anticorps Monoclonal Lapin Pgk1 Pour Wb, Elisa - P00558

Numéro d'article: CM0002571



Introduction

Anticorps monoclonal lapin de haute qualité ciblant le PGK1 humain (Phosphoglycérate kinase 1), adapté pour le Western blot et l'ELISA. Réagit croisé avec la souris et le rat. Idéal pour les études sur la glycolyse, la fonction mitochondriale et la mobilité des spermatozoïdes.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGK1 Rabbit mAb
Remarques/Alias	PGKA; MIG10; HEL-S-68p; PGK1
Espèce	Humain
ID de gène (Humain)	5230
Immunogène	Peptide synthétique
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P00558
Poids moléculaire	45kDa
Expédition	Sac de glace