

Pgm1 Lapin Pab Pour Wb, Elisa - P36871

Numéro d'article: CM0028413



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la Phosphoglucomutase-1 (PGM1) humaine. Validé pour WB et ELISA, avec réactivité croisée avec la souris et le rat. Idéal pour la recherche sur le métabolisme du glucose et les maladies de stockage du glycogène.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PGM1 Lapin pAb
Remarques/Alias	CDG1T ; GSD14 ; PGM1
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	5236
Identifiant du gène	5236
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 1-300 de la PGM1 humaine (NP_002624.2)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P36871
Poids protéique	61 kDa
Expédition	Sac de glace