

Anticorps Monoclonal De Lapin Anti-Phd3 Pour Wb, Ihc-P, If/Icc, Elisa - Q9H6Z9

Numéro d'article: CM0003927

Introduction

Anticorps monoclonal de lapin anti-PHD3 de haute qualité validé pour WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA ; réagit avec l'humain et la souris. Outil essentiel pour la recherche sur l'hypoxie, le cancer et la ferroptose.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Anticorps monoclonal de lapin anti-PHD3
Remarques/Alias	PHD3 ; HIFPH3 ; HIFP4H3
Espèce	Humain
GenelD (Humain)	112399
GenelD	112399
Immunogène	Peptide synthétique correspondant à une séquence située dans les acides aminés 1-100 de PHD3 humain (NP_071356.1)
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps monoclonaux
Application	WB, IHC-P, IF/ICC, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	Q9H6Z9
Poids moléculaire de la protéine	27 kDa
Expédition	Sac de glace