

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phf21A Pour Wb Et Elisa - Q96Bd5

Numéro d'article: CM0025241



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-PHF21A validé pour Western blot et ELISA. Détecte la protéine PHF21A humaine, de souris et de rat, un composant du corépresseur BHC impliqué dans la répression des gènes neuronaux et la modification de la chromatine.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	PHF21A pAb de lapin
Remarques / Alias	BHC80; NEDMS; BM-006; IDDBCS; PHF21A
Espèce	Humaine
Identifiant du gène	51317
Immunogène	Protéine de fusion recombinante contenant une séquence correspondant aux acides aminés 461-680 de la PHF21A humaine (NP_001095272.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps polyclonaux
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Homme, Souris, Rat
SWISS	Q96BD5
Poids de la protéine	75 kDa
Expédition	Sachet de glace