

Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-A-Synucléine-S129 Pour Wb, Elisa - P37840

Numéro d'article: CM0001863



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin anti-Phospho- α -Synucléine-S129 validé pour WB et ELISA chez l'homme, la souris et le rat. Cible la sérine 129 phosphorylée de l'alpha-synucléine (SNCA), un élément clé pour la recherche sur la maladie de Parkinson. - P37840

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de lapin anti-Phospho- α -Synucléine-S129
Remarques / Alias	PD1 ; NACP ; PARK1 ; PARK4 ; Phospho- α -Synucléine-S129
Espèce	Humain
Identifiant du gène (Humain)	6622
Identifiant du gène	6622
Immunogène	Un peptide phosphorylé synthétique autour de la S129 de l'alpha-synucléine humaine (NP_000336.1)
Origine	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	P37840
Poids de la protéine	14kDa
Expédition	Sac de glace