


Phospho- α -Synucléine-Y133 Pab Lapin Pour Wb, Elisa - P37840

Numéro d'article: CM0000937



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin Phospho- α -Synucléine-Y133 validé pour WB et ELISA. Réagit avec des échantillons humains et murins. Utile pour étudier l'activité synaptique, la neurotransmission dopaminergique et les troubles neurodégénératifs comme les maladies de Parkinson et d'Alzheimer.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	Phospho- α -Synucléine-Y133 pAb Lapin
Remarques/Alias	PD1 ; NACP ; PARK1 ; PARK4 ; Phospho- α -Synucléine-Y133
Espèce	Humain
GeneID (humain)	6622
GeneID	6622
Immunogène	Peptide phospho-spécifique synthétique correspondant aux résidus entourant Y133 de l' α -Synucléine humaine
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris
SWISS	P37840
Poids protéique	14 kDa
Expédition	Sac de glace