


Anticorps Polyclonal De Lapin Anti-Phospho-Acc1 (Ser79) Pour Wb, Elisa - Q13085

Numéro d'article: CM0001118



Introduction

Anticorps polyclonal de lapin ciblant la phospho-ACC1 (Ser79) validé pour WB et ELISA ; réagit avec l'ACC1 humain, murin et de rat ; adapté à la recherche sur le métabolisme des acides gras.

[En savoir plus](#)

Paramètre	Valeur
Nom du produit	pAb de Lapin anti-Phospho-ACC1-S79
Remarques/Alias	ACC ; ACAC ; ACC1 ; ACCA ; Acac1 ; hACC1 ; ACACAD ; ACCalpha ; ACACalpha
Espèce	Humain
Identifiant du gène	31
Immunogène	Peptide synthétique : un peptide synthétique phosphorylé autour de la S79 de l'ACC1 humain (NP_942133.1).
Source	Lapin
Catégorie	Anticorps Phosphorylés
Application	WB, ELISA
Réactivité croisée	Humain, Souris, Rat
SWISS	Q13085
Poids moléculaire de la protéine	266 kDa
Expédition	Sac de glace